

MERKBLATT

BRSV-Antigennachweis aus Nasentupferproben


Entnahmezeitpunkt: Optimal in der akuten Krankheitsphase (i.d.R. die ersten 6 Tage)

Klinik:

Fieber, Dyspnoe, kein oder ggf. seröser Nasenausfluss

Probenentnahme Nasentupferproben sind tief im ventralen Nasengang (Nasopharynx), von mindestens 2-3 erkrankten bzw. infektionsverdächtigen Tieren zu entnehmen (siehe Abbildung).

Nach der Probenentnahme wird der Tupfer in das Röhrchen verbracht und mit dem Deckel verschlossen. Ein Transportmedium ist nicht erforderlich.



Labordiagnose: BRSV-Antigennachweis mittels Immunfluoreszenz oder ggf. BRSV-Genomnachweis mittels Real-time PCR (qPCR)

Probenversand: Möglichst schnell, Proben sollten im Labor innerhalb von 2 Tagen nach Entnahme eingehen.

Tupfersystem: Sehr gut geeignet sind lange Trockentupfersysteme wie z.B. Eydam-Tupfersystem - lange Ausführung, 1,49 €/Stück, Bestell-Nr. 423501, Fa. Erich Eydam KG, Tonberg 11a, 24113 Kiel; www.eydam.de, Tel. 0431/54807-0, Fax: 0431/54807-11

Hinweis: Bezüglich der Übernahme von Untersuchungskosten durch die Tierseuchenkasse (TSK) gilt generell folgende Regelung:

- ⇒ Untersuchungen, die sich im Rahmen des Leistungskataloges der TSK befinden, werden von der TSK bezahlt, wenn die TSK-Nummer des Tierbesitzers auf dem Untersuchungsantrag angegeben ist.
- ⇒ Untersuchungen, die nicht im Leistungskatalog aufgeführt und nicht mit dem zuständigen Tiergesundheitsdienst abgeprochen sind, werden dem Tierbesitzer bzw. Einsender in Rechnung gestellt.